



MATRICE DERMIQUE ACELLULAIRE
POUR LA RECONSTRUCTION

DE TISSUS MOUS



STOCKAGE

- Conserver à température ambiante comme indiqué sur l'étiquette
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil
- Stocker dans l'emballage d'origine

DESCRIPTION DU PRODUIT

CELLIS® Dental est une matrice de collagène porcine exempte de cellule et non pyrogène (matrice dermique acellulaire ADM) élaborée à partir de derme porcine. CELLIS® Dental est destinée à être utilisée comme membrane chirurgicale pour les réparations de tissus mous et sert de soutien, recouvrement et remplacement de tissus. CELLIS® Dental se présente sous forme lyophilisée en double emballage stérile. Elle ne contient pas d'agent conservateur. La membrane chirurgicale est un implant résistant et biocompatible qui s'intègre dans le tissu du receveur par infiltration cellulaire et microvasculaire, et ne devrait pas nécessiter de procédure chirurgicale d'ablation.

LES PLUS CELLIS®




- + Hydratation rapide
- + Facilité d'utilisation et de positionnement

- + Lyophilisée
- + Exempt d'agent de conservation



**PORCINE ACELLULAR
DERMAL MATRIX FOR SOFT
TISSUE RECONSTRUCTION**



MAKING SAFE TECHNOLOGIES
AVAILABLE

RÉFÉRENCES PRODUITS

TAILLES	RÉFÉRENCES	ÉPAISSEURS
10 x 10 cm	NP1010E	1,4 mm
10 x 30 cm	NP1030E	1,4 mm
15 x 20 cm	NP1520E	1,4 mm
20 x 30 cm	NP2030E	1,4 mm
20 x 50 cm	NP2050E	1,4 mm
30 x 40 cm	NP3040E	1,4 mm
50 x 50 cm	NP5050E	1,4 mm

COMPOSITION

Matrice de collagène acellulaire porcine stérile, type I & III.

INDICATIONS

CELLIS® Dental est un dispositif médical de Classe III dédié à la chirurgie dentaire. Il est destiné à être utilisé en implantologie, parodontologie, stomatologie & CMF (chirurgie cranio-maxillo-faciale) pour la régénération dentaire de tissus mous malformés et la formation de tissus mous autour des dents ou des implants. Les indications d'utilisation comprennent :

- Traitement des défauts de récession (récession gingivale)
- Augmentation des tissus mous autour des dents et

des implants

- Greffe de tissus mous en combinaison avec ROG/RTG
- Recouvrement/fermeture des alvéoles d'extraction

CONTRE-INDICATIONS

CELLIS® Dental ne doit pas être utilisé sur les patients atteints :

- D'une hypersensibilité ou allergie connue aux matériaux d'origine porcine
- D'une infection ou inflammation aiguë ou chronique de la cavité buccale
- D'une maladie générale contre-indiquant l'implantologie, la parodontologie, la stomatologie, la chirurgie cranio-maxillo-faciale

Les informations inscrites sur cette plaquette sont destinées exclusivement aux professionnels de santé. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

Nous vous invitons à consulter notre site
www.meccellis.com

et à contacter votre commercial pour toutes informations complémentaires.



MECCELLIS BIOTECH

75, rue de Québec
17000 La Rochelle
FRANCE

Tél. : +33 (0)5 17 81 07 63
contact@meccellis.com
www.meccellis.com



Référence de la brochure : TF_02_014
Version V02 - 12/11/2021