



## MATRICE DERMIQUE ACELLULAIRE POUR LA RECONSTRUCTION

### DE TISSUS MOUS



### DESCRIPTION DU PRODUIT

CELLIS® Dental est une matrice de collagène porcine exempte de cellules et non pyrogène (matrice dermique acellulaire ADM) élaborée à partir de derme porcine. CELLIS® Dental est destinée à être utilisée comme matrice pour les réparations de tissus mous et sert de soutien, recouvrement et remplacement de tissus.

CELLIS® Dental se présente sous forme lyophilisée en double emballage stérile. Elle ne contient pas d'agent conservateur. La matrice CELLIS® Dental est un implant résistant et biocompatible qui s'intègre dans le tissu du receveur par infiltration cellulaire et microvasculaire, et ne devrait pas nécessiter de procédure chirurgicale d'ablation.

### COMPOSITION

Matrice de collagène acellulaire porcine stérile, type I & III, avec une teneur en collagène d'environ 0,035 à 0,085 g/cm<sup>2</sup>.



### STOCKAGE

- Conserver à une température maximale de 25°C comme indiqué sur l'étiquette
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil
- Stocker dans l'emballage d'origine

### LES PLUS CELLIS®



- + Hydratation rapide
- + Facilité d'utilisation et de positionnement

- + Lyophilisée
- + Exempt d'agent de conservation



## RÉFÉRENCES PRODUITS

TAILLES	RÉFÉRENCES	ÉPAISSEURS
10 x 10 mm	NP1010E	1,4 mm
10 x 30 mm	NP1030E	1,4 mm
15 x 20 mm	NP1520E	1,4 mm
20 x 30 mm	NP2030E	1,4 mm
20 x 50 mm	NP2050E	1,4 mm
30 x 40 mm	NP3040E	1,4 mm
50 x 50 mm	NP5050E	1,4 mm

## INDICATIONS

CELLIS® Dental est un dispositif médical de Classe III dédié à la chirurgie dentaire. Il est destiné à être utilisé en implantologie, parodontologie, stomatologie & CMF (chirurgie cranio-maxillo-faciale) pour la régénération dentaire de tissus mous malformés et la formation de tissus mous autour des dents ou des implants.

Les indications d'utilisation comprennent :

- Traitement des défauts de récession (récession gingivale)
- Augmentation des tissus mous autour des dents et des implants
- Greffe de tissus mous en combinaison avec ROG/ RTG
- Recouvrement/fermeture des alvéoles d'extraction

## CONTRE-INDICATIONS

La matrice CELLIS® Dental ne doit pas être utilisée chez les patients de moins de 18 ans. Il n'existe aucune étude sur l'utilisation de CELLIS® Dental pendant la grossesse et l'allaitement. CELLIS® Dental ne doit pas être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement.

CELLIS® Dental ne doit pas être utilisée sur les patients atteints :

- D'une hypersensibilité ou allergie connue aux matériaux d'origine porcine
- D'une infection ou inflammation aiguë ou chronique de la cavité buccale
- D'une maladie générale contre-indiquant l'implantologie, la parodontologie, la stomatologie, la chirurgie cranio-maxillo-faciale

Les informations inscrites sur cette plaquette sont destinées exclusivement aux professionnels de santé.  
Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

Nous vous invitons à consulter notre site [www.meccellis.com](http://www.meccellis.com)  
et à contacter votre commercial pour toutes informations complémentaires.



**MECCELLIS BIOTECH**

75, rue de Québec  
17000 La Rochelle  
FRANCE

Tél. : +33 (0)5 17 81 07 63  
[contact@meccellis.com](mailto:contact@meccellis.com)  
[www.meccellis.com](http://www.meccellis.com)